

# iQuant™ NGS-BR dsDNA Assay Kit

### ——iQuant™宽线性范围双链 DNA 定量检测试剂盒

产品货号	包装规格
N021-1	250 次
N021-2	500 次

储存条件: 2-8℃,避光保存。

激发/发射波长: 500/530 nm, 结合到 DNA 中。

# 产品说明书

GeneCopoeia, Inc. 广州易锦生物技术有限公司

广州高新技术产业开发区广州科学城 掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 8 楼

邮编: 510663

电话: 4006-020-200

邮箱: sales@igenebio.com

网址: www.genecopoeia.com www.igenebio.com

© 2016 GeneCopoeia, Inc.

# iQuant™ NGS-BR dsDNA Assay Kit

(2 - 1000 ng)

产品货号: N021-1, N021-2

#### 试剂盒组份:

#### iQuant™ NGS-BR dsDNA Assay Kit(货号 N021-1, 250 assays)

组份	试剂	体积	浓度	储存条件
组份A	iQuant™ NGS-BR Reagent	50 ml	1×	
组份 B	iQuant™ NGS-BR dsDNA Standard #1	0.5 ml	0 ng/μl in TE buffer	<b>2-8℃</b> , 避光保存。
组份C	iQuant™ NGS-BR dsDNA Standard #2	0.5 ml	100 ng/µl in TE buffer	

#### iQuant™ NGS-HS dsDNA Assay Kit(货号 N021-2, 500 assays)

组份	试剂	体积	浓度	储存条件
组份A	iQuant™ NGS-BR Reagent	100 ml	1×	
组份B	iQuant™ NGS-BR dsDNA Standard #1	1 ml	0 ng/μl in TE buffer	<b>2-8℃</b> , 避光保存。
组份C	iQuant™ NGS-BR dsDNA Standard #2	1 ml	100 ng/µl in TE buffer	. 近儿 休行。

注:按照推荐的储存条件保存有效期为6个月,请注意避免反复冻融。

# 产品介绍

iQuant™ NGS-BR dsDNA Assay Kit 是一种简便、灵敏、精确的双链 DNA(dsDNA) 荧光定量检测试剂盒。本试剂盒包含即用型荧光检测试剂和相关的 dsDNA 标准品。本试剂盒对 dsDNA 具有高度选择性,在 2~1000 ng 区间具有很好的线性关系,是一种快速、简单、灵敏的 DNA 定量方法。

本试剂盒操作简单方便,使用时只需将即用型荧光检测试剂与待测 dsDNA 样品混合,即可使用荧光酶标仪或 Qubit®荧光仪进行读数。操作简单,结果可靠,是二代测序大规模 DNA 样品定量的理想选择。本试剂盒对一些常规的污染物如蛋白质、盐类物质、洗涤剂等具有较好的耐受性。

## 注意事项

- ▶ 荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
- ▶ 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- ▶ 对于 DNA 标准品,每次使用前先摇匀再离心数秒钟,使液体充分沉降到管底。
- 为保证定量结果的精确,请使用校准后的移液器操作。

### 实验流程




图 1: iQuant™宽线性范围 dsDNA 定量检测操作流程图

### 实验步骤

#### 1. 使用荧光酶标仪进行 dsDNA 定量检测分析

**注意**: ①为简便起见,以下操作说明中以 10 μl 的 dsDNA 样品为例,但是实际应用中应根据 dsDNA 样品的浓度选择合适的体积(一般情况下待测的 dsDNA 样品体积范围为 1~20 μl),然后 调整 iQuant™ NGS-BR reagent 的体积,使整个检测体系的总量为 200 μl。

②如待测样品浓度高于 1000 ng/µl,请进一步稀释样品后再进行检测,否则会影响结果的准确性。

- 1.1 在使用前,将试剂盒中的各组份恢复至室温。
- 1.2 向 96 孔酶标板中加入新鲜配制的检测工作液,每孔 190 µl。

**注意**:推荐使用黑色的酶标板,如 Greiner 或 Corning 公司的黑色 96 孔酶标板,可有效降低反应 孔之间的荧光干扰。

1.3 取试剂盒中的 iQuant™ NGS-BR dsDNA Standard #2(组份 C),按浓度梯度进行稀释,制成一系列稀释的 dsDNA 标准品。(也可使用已知浓度的 dsDNA 样品)

**注意**: 因须绘制标准曲线,dsDNA 标准品进行浓度梯度稀释时须至少设置 5 个梯度,且待测dsDNA 样品的浓度须介于稀释标准品的浓度区间范围内,以保证检测结果的准确性。

- 1.4 向 96 孔酶标板中加入梯度浓度的 dsDNA 标准品或待测的 dsDNA 样品,每孔 10 μl,并分别设置 1-2 个复孔,加入后用移液枪轻轻地吹打混匀。
- 1.5 将酶标板至于室温环境下避光孵育 2 分钟。

- 1.6 使用荧光酶标仪检测荧光信号值,选择合适的检测波段:激发波长(Ex)设置为485 nm,发射波长(Em)设置为530 nm。
- 1.7 测得的梯度浓度 dsDNA 标准品的荧光信号值分别对应其浓度,绘制标准曲线;将测得的未知浓度 dsDNA 样品的荧光信号值代入标准曲线中,可计算出 dsDNA 样品的浓度。

#### 2. 使用 Qubit®荧光仪进行 dsDNA 定量检测分析

**注意**: ①为简便起见,以下操作说明中以 10 μl 的 dsDNA 样品为例,但是实际应用中应根据 dsDNA 样品的浓度选择合适的体积(一般情况下待测的 dsDNA 样品体积范围为 1~20 μl),然后 调整 iQuant™ NGS-BR reagent 的体积,使整个检测体系的总量为 200 μl。

②如待测样品浓度高于 1000 ng/µl,请进一步稀释样品后再进行检测,否则会影响结果的准确性。

- 2.1 在使用前,将试剂盒中的各组份恢复至室温。
- 2.2 向分析管中分别加入新鲜配制的检测工作液,每管 190 μl。

注意: 仅可使用 0.5 ml PCR 的薄壁分析管。

- 2.3 向分析管中加入 iQuant™ NGS-BR dsDNA Standard #1 (组分 B)、iQuant™ NGS-BR dsDNA Standard #2 (组分 C) 、或待测的 dsDNA 样本,每管 10 μl,涡旋震荡 2-3 秒使充分混匀。请注意正确标记 dsDNA 标准品和待测样品的分析管。
- 2.6 将分析管至于室温环境下避光孵育 2 分钟。
- 2.7 按照 Qubit®荧光仪的操作说明,选择 dsDNA Broad Range 检测程序测定荧光信号值。

## 实验案例




图 2: 使用 Qubit®荧光仪对 Lambda DNA 进行定量的结果。

# 附录

# 污染物对 iQuant™ NGS-BR dsDNA 定量检测试剂盒检测结果的影响

污染物	试剂盒终浓度	10 µl 样品中的浓度	检测结果
Proteins			
牛血清白蛋白	50 μg/ml	1 mg/ml	ОК
Salts			
氯化钠	10 mM	200 mM	ОК
氯化镁	2 mM	40 mM	ОК
醋酸钠	10 mM	200 mM	ОК
醋酸铵	10 mM	200 mM	ОК
Organic Solvents			
乙醇	0.5%	10%	ОК
氯仿	0.1%	2%	ОК
苯酚	0.1%	2%	ОК
Detergents			
十二烷基硫酸钠	0.01%	0.2%	ОК
Triton X-100	0.005%	0.1%	ОК
Other Compounds			
dNTPs	100 μΜ	2 mM	ОК
RNA	1X	1X	ОК

# 相关产品

产品货号	产品名称	包装规格
N020-1	iQuant™ NGS-HS dsDNA Assay Kit	250 assays
N020-2	iQuant™ NGS-HS dsDNA Assay Kit	500 assays
N022	iQuant™ Assay Tubes	500 tubes

## 使用许可与质量保证

#### 使用限制

以下条款适用于 iQuant™ NGS-BR dsDNA Assay Kit 产品。若您不能接受这些条款,请在 5 个自然日内将产品完整退还给 GeneCopoeia。产品购买者需遵守最终用户限制许可条例。本产品仅限购买者内部研究使用,不得使用于人体或诊断、治疗。未经 GeneCopoeia 事先书面同意,本产品不得转售,不得重新包装或修改后转售,不得用于生产商用产品。

#### 质量保证

GeneCopoeia 保证产品与产品数据表中描述的规格保持一致。若经 GeneCopoeia 证实产品未达到规格要求,GeneCopoeia 将为您替换产品。若无法替换,GeneCopoeia 将退款给购买者。此质量保证仅适用于最初产品购买者。GeneCopoeia 仅负责替换产品或退还实际的购买金额。对于由使用或不正确使用产品产生的损害或使用其他相关材料和试剂产生的损耗,GeneCopoeia 不承担责任。GeneCopoeia 不提供任何形式的明示的或者默示的保证,包括对适销性、适用于特定用途的默示保证。

GeneCopoeia 致力于为消费者提供高质量的研究产品。如果您对 GeneCopoeia 的产品有任何问题或疑虑,请拨打电话 4006-020-200 联系我们。

© 2016, GeneCopoeia, In

GeneCopoeia, Inc. 9620 Medical Center Drive Rockville, MD 20850

Tel: 301-762-0888 Fax: 301-762-3888 Email: inquiry@genecopoeia.com Web: www.genecopoeia.com

广州易锦生物技术有限公司 广州高新技术产业开发区广州科学城掬泉路 3 号 广州国际企业孵化器 F 区 8 楼

邮编: 510663 电话: 4006-020-200

邮箱: sales@igenebio.com

网址: www.genecopoeia.com (英文) www.igenebio.com (中文)