

BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix

抗体修饰法real-time PCR预混检测液 **6折**

活动时间：2018 年 9 月 1 日 - 11 月 30 日

- 新型抗体修饰 BlazeTaq™ 热启动 DNA 聚合酶，只需 95 °C 预变性 30 s 即可使酶完全被激活
- 灵敏度高：可检测低至 5 个拷贝数的 DNA 模板
- 特异性强：有效抑制引物二聚体以及非特异性扩增的产生
- 扩增效率高：在宽广的 GC 含量范围内能维持高扩增效率





图 1. 使用 BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 扩增 8 个 10 倍梯度稀释的双链 DNA 片段，DNA 拷贝数范围为 5×10^7 ~ 5 个拷贝。试剂盒显示出高灵敏度的特性，且在宽广的定量范围内具有优异的线性相关性。

BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 产品列表

产品名称	货号	规格	目录价	优惠价
BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix (with ROX)	QP051	20 μ L $\times$ 200 rxns	¥ 555	¥ 333
	QP052	20 μ L $\times$ 600 rxns	¥ 1580	¥ 948
	QP053	20 μ L $\times$ 1200 rxns	¥ 2997	¥ 1798
BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix (without ROX)	QP061	20 μ L $\times$ 200 rxns	¥ 555	¥ 333
	QP062	20 μ L $\times$ 600 rxns	¥ 1580	¥ 948
	QP063	20 μ L $\times$ 1200 rxns	¥ 2997	¥ 1798

qPCR 试剂

灵敏度高、特异性强、性价比高

mRNA 定量检测 Hot !

BlazeTaq™ New !	vs	All-in-One™
抗体修饰 30 s ★★★ 可检测低至 5 个拷贝数的 DNA 模板 ★★★	Taq 酶的修饰方法 Taq 酶的热激活时间 特异性 灵敏度 性能稳定性	化学修饰 10 min ★★☆ 可检测低至 5 个拷贝数的 DNA 模板 ★★☆

产品名称	货号	规格	目录价	优惠价
BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix	信息请见另一页			
All-in-One™ qPCR Mix	QP001	20 µL×200 rxns	¥ 555	¥ 333
	QP002	20 µL×600 rxns	¥ 1580	¥ 948
	QP003	20 µL×1200 rxns	¥ 2997	¥ 1798
All-in-One™ First-Strand cDNA Synthesis Kit	QP006	20 RT rxns	¥ 360	¥ 216
	QP007	60 RT rxns	¥ 795	¥ 477

miRNA 定量检测 Hot !

产品名称	货号	规格	目录价	优惠价
All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit	QP015	20 RT+200 qPCR	¥ 2380	¥ 1904
	QP016	60 RT+600 qPCR	¥ 5920	¥ 4736
All-in-One™ miRNA First-Strand cDNA Synthesis Kit	QP013	20 RT rxns	¥ 1380	¥ 1104
	QP014	60 RT rxns	¥ 3160	¥ 2528
All-in-One™ miRNA qPCR Kit	QP010	20 µL×200 rxns	¥ 1100	¥ 880
	QP011	20 µL×600 rxns	¥ 3135	¥ 2508
	QP012	20 µL×1200 rxns	¥ 5940	¥ 4752
RNAzol RT RNA Isolation Reagent	QP020	50 mL	¥ 800	¥ 640
miRNA Universal Adaptor PCR Primer (下游通用引物)	QP029	20 µL×250 rxns	¥ 660	¥ 528

客户发表文章举例

- ◆ *Fusobacterium nucleatum Promotes Chemoresistance to Colorectal Cancer by Modulating Autophagy*. 2017. *Cell*, **IF 30.41**. All-in-One miRNA qRT-PCR Detection Kit.
- ◆ *Extracellular matrix scaffolding guides lumen elongation by inducing anisotropic intercellular mechanical tension*. 2016. *Nature Cell Biology*, **IF 20.06**. All-in-One qPCR Mix.
- ◆ *A mouse model of MYCN-driven retinoblastoma reveals MYCN-independent tumor reemergence*. 2016. *Journal of Clinical Investigation*, **IF 12.784**. All-in-One qPCR Mix.



扫一扫，关注官方微信