

BlazeTaq™ SYBR® Green mRNA qPCR 系列

- 高灵敏度，高特异性
- 抗体修饰法 mRNA qPCR 试剂

买一赠一

活动时间：2019年2月25日 - 6月30日

GeneCopoeia 推出 BlazeTaq™ 系列 SYBR® Green mRNA qPCR 试剂，包括：适用于一步法的 BlazeTaq™ One-Step SYBR Green RT-qPCR Kit 和 适用于两步法的 BlazeTaq™ SYBR Green qPCR Mix2.0。

- 采用新型抗体修饰 BlazeTaq™ 热启动 DNA 聚合酶。
- 特异性强：有效抑制引物二聚体及非特异性扩增的产生。
- 扩增效率高：在宽广的 GC 含量范围内能维持高扩增效率。

BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0

- 可检测低至 5 个拷贝数的 DNA 模板
- 升级为 5× qPCR mix，灵敏度更高



扫码查看产品详情






图 1. BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 显示出高灵敏度的特性，且在宽广的定量范围内具有优异的线性相关性。（扩增 8 个 10 倍梯度稀释的双链 DNA 片段，DNA 拷贝数范围为 $5 \times 10^7 \sim 5$ 个拷贝。）

BlazeTaq™ One-Step SYBR® Green RT-qPCR kit

- 以 RNA 为模板，逆转录反应和定量检测可在同一反应管内完成
- 可从低至 0.1 pg 的 RNA 提取物中精确检测目标 RNA




扫码查看产品详情





RT-qPCR 实验简图

两步法 RT-qPCR 反应



一步法 RT-qPCR 反应



BlazeTaq™ 系列产品列表 买一赠一

产品名称	货号	规格	目录价
BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 (with ROX)	QP031 QP032 QP033	200/600/1200 rxns	¥ 555 起
BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 (without ROX)	QP041 QP042 QP043	200/600/1200 rxns	¥ 555 起
BlazeTaq™ One-Step SYBR® Green RT-qPCR Kit (with ROX)	QP071 QP072 QP073	200/600/1200 rxns	¥ 1,498 起
BlazeTaq™ One-Step SYBR® Green RT-qPCR Kit (without ROX)	QP081 QP082 QP083	200/600/1200 rxns	¥ 1,498 起

配套产品列表

产品名称	货号	规格	目录价	优惠
All-in-One™ First Strand cDNA Synthesis Kit	QP006 QP007	20/60 rxns	¥ 360 起	买一赠一
SureScript™ First-Strand cDNA Synthesis Kit 相比 QP006 逆转录效率更高, 操作更简单	QP056 QP057		coming soon !	
All-in-One™ mRNA qPCR 内参引物	各异, 官网可查	20μL×100 rxns	¥ 100	¥ 60
All-in-One™ mRNA qPCR 验证引物		20μL×100 rxns	¥ 200	¥ 120



扫一扫, 关注官方微信