


COVID-19 新冠病毒研究 一站式解决方案


使用6G RT-PCR体系提高研究开发水平，保证科学产品质量



扫码查看产品详情

PCR or RT-PCR 核心原料酶


完美应用于一步法和两步法的探针qPCR反应



新冠病毒核酸检测的质控品 和可掺入标准品

✓ 快速发现问题 ✓ 优化反应体系 ✓ 提高试剂盒生产的质和量

CCDC-orf1ab Roche-RdRP FL-S Roche-E CDC-N1 CDC-N3 CDC-N CDC-N2




6G™ 新型冠状病毒SARS-CoV-2 核酸检测试剂盒 (RUO)

可定量病毒RNA分子数



Lentifect™ SARS-CoV-2 S 蛋白假慢病毒及其包装试剂盒

疫苗研制 • 抗病毒药物开发 • 病毒-受体互作机制研究



SARS-CoV-2病毒蛋白和宿主蛋白 研究相关工具


克隆、慢病毒、AAV、稳转株



6G™ PCR or RT-PCR 定量技术体系 (DNA or RNA 分子数) 产品和服务指南

(RUO LDT 专利产品)


—— 点击下图文本查看对应详情页 ——



* **定量**: 定量的“量”指的是目前“定量 PCR”的 Ct 值的量, 而是用已掺入在待测样本的精确定量的阳性标准品进行校正的待测样本中含有的 RNA 或 DNA 的分子数 (copies/ml)。

新冠病毒 - 宿主细胞相互作用产品和细胞服务指南

—— 点击下图文本查看对应详情页 ——



产品分类	产品 / 服务名称	货号
核心原料	QuanTaq™ Taq-Ab DNA Polymerase	PC015
	SW2050™ Reverse Transcriptase	PC016
	RNaseLock™ RNase Inhibitor	PC005
	SARS-CoV-2 病毒基因 qPCR 引物	VQP00001/VQP00002/VQP00003/ VQP00004/VQP00005/VQP00006/ VQP00007
	SARS-CoV-2 病毒宿主基因 qPCR 引物	HQP108537/HQP110725 等
试剂盒	新冠病毒定量 RT-PCR 检测试剂盒	QP211/QP212
质控品	新冠病毒模拟病毒质控品	PC012
	新冠病毒 RNA 质控品	PC013
	新冠病毒 cDNA 质控品	PC014
标准品	可掺入“新冠病毒”待测样本或样本采集装置（管）的阳性标准品	PC017-01/PC017-02/PC017-03/PC017-04/ PC017-05/PC017-06/PC017-07PC017-08
ORF 克隆	宿主基因 ACE2	请咨询业务员
	宿主基因 TMPRSS2	请咨询业务员
	宿主基因 Cyp A	请咨询业务员
	宿主基因 FKBP1A	请咨询业务员
	SARS-CoV-2 病毒蛋白克隆	请咨询业务员
慢病毒	表达 ACE2 慢病毒	LPP-U1285-Lv152-100
	表达 TMPRSS2 的慢病毒	请咨询业务员
	SARS-CoV-2 S 蛋白假慢病毒包装试剂盒	LT011/LT012/LT015/LT016/LT017/LT018/ LT021/LT022
	SARS-CoV-2 S 蛋白假慢病毒	SP001/SP003/SP201/SP101/SP103/SP401
AAV	表达 ACE2 的 AAV 颗粒	请咨询业务员
	表达 TMPRSS2 的 AAV 颗粒	请咨询业务员
CRISPR	ACE2 sgRNA 表达克隆 / 慢病毒颗粒 / 腺相关病毒	请咨询业务员
	TMPRSS2 sgRNA 表达克隆 / 慢病毒颗粒 / 腺相关病毒	请咨询业务员
shRNA	ACE2 shRNA 表达克隆 / 慢病毒颗粒 / 腺相关病毒	请咨询业务员
	TMPRSS2 shRNA 表达克隆 / 慢病毒颗粒 / 腺相关病毒	请咨询业务员
稳定细胞系	ACE2 稳定细胞系	SL221/SL222
	TMPRSS2 稳定细胞系	SL222
	标记的稳定肺癌细胞系	SL001/SL002/SL003/SL026/SL028/SL101/ SL102/SL103