

## 病毒包装服务

定制包装范围: ORF/cDNA, Promoter, shRNA, miRNA, sgRNA

活动时间: 2021年3月1日-5月31日

## 慢病毒产品优势

- 重磅新推出小规格, 不分长短, 震撼价2000元
- 高滴度  $10^7 \sim 10^9$  TU/mL
- 实验周期短; 现货产品多
- 小规格分装, 避免反复冻融
- 100000+个现货ORF质粒, 4000+个miRNA上调和下调质粒, 10000+个shRNA质粒, 1000+个启动子质粒 (物种涵盖人小鼠大鼠), 免使用费

小规格**2000元**, 大规格低至**7折**

扫码查看产品详情

产品名称	滴度	规格	目录价	特惠价
ORF 慢病毒 Promoter 慢病毒	$\geq 10^8$ TU/mL	100 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 2 管) 400 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 8 管)	¥ 2000 ¥ 7000	¥ 2000 ¥ 4900
miRNA precursor 慢病毒 miRNA inhibitor 慢病毒	$\geq 2 \times 10^8$ TU/mL	50 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 1 管) 200 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 4 管)	¥ 2000 ¥ 3000	¥ 2000 ¥ 2550
shRNA 慢病毒 <b>3保1!</b>	$\geq 2 \times 10^8$ TU/mL	50 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 1 管) 50 $\mu$ L $\times$ 3 管 200 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 4 管)	¥ 2000 ¥ 5000 ¥ 3000	¥ 2000 (单条 shRNA) ¥ 5000 (一套 3 条) ¥ 2550 (单条)
sgRNA 慢病毒	$\geq 10^8$ TU/mL	200 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 4 管)	¥ 4000	¥ 3400 (单条)
Cas9 慢病毒	$1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ TU/mL	100 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 2 管) 400 $\mu$ L (50 $\mu$ L $\times$ 8 管)	¥ 4500 ¥ 7000	¥ 3825 ¥ 5950
细胞永生试剂 <b>NEW!</b>	$\geq 10^8$ TU/mL	100 $\mu$ L (25 $\mu$ L $\times$ 4 管)	¥ 1200	¥ 900

\* 细胞永生试剂可诱导细胞永生, 可显著延长原代细胞的生命

\* 更多大规格欢迎来电咨询

## 腺相关病毒产品优势

- 高滴度: 纯化型 AAV 病毒滴度可达  $10^{14}$  GC/mL (genome copies/mL)
- 适用性广泛: 广泛适用于多种分裂及非分裂宿主细胞 / 组织
- 低细胞毒性: AAV 为非整合型病毒, 不对宿主细胞基因组产生负面影响
- 生物安全级别高: 对人体无致病性
- 低免疫原性: 进行活体实验时, 实验动物免疫反应小
- 多种血清型: 12 种血清型可选

8.5折



扫码查看产品详情

## 定制:

- 血清型: AAV-1, AAV-2, AAV-3, AAV-4, AAV-5, AAV-6, AAV-7, AAV-8, AAV-9, AAV-10, AAV-DJ, AAV-DJ/8
- AAV 克隆可选启动子: CMV, EF-1 $\alpha$ , CAG, CBh, CAMKIIa, hSYN, MHC, U6, MCK, MBP, ALB
- AAV 对照颗粒选择: GFP, IRES-GFP, LacZ, CRE, mCherry, FLuc, GLuc

## 慢病毒及AAV相关试剂

任意2件, 9.5折; 任意3件, 8.5折; 任意4件或以上, 7.5折

活动时间: 2021年3月1日 - 5月31日

## 产品列表

分类	产品名称	产品特点	货号	规格	目录价
慢病毒	Lenti-Pac™ HIV Expression Packaging Kit 慢病毒包装试剂盒	含优化的慢病毒包装质粒、高效转染试剂和专利滴度增强配方。	LT001	20 rxns	¥4736
			LT002	50 rxns	¥7912
			LT003	5 rxns	¥1500
	Lenti-Pac™ Lentivirus Concentration Solution 慢病毒浓缩试剂盒	操作简便, 甩掉复杂操作或复杂仪器, 普通离心机 + 简单几步。	LT007	50 mL	¥1500
	Lenti-Pac™ HIV qRT-PCR Titration Kit 慢病毒滴度检测试剂盒	利用 qPCR 法快速、简便测定慢病毒拷贝数。	LT005	20 RT+50 qPCR	¥2850
			LT006	40 RT+100 qPCR	¥4300
AAV	AAVPrime™ AAV qPCR 滴度检测试剂盒	采用 TaqMan 探针法, 可用于检测各种不同的血清型, 可高效、快速、准确地测定病毒拷贝数, 并确定病毒包装是否成功。	AA301 AA302	20 次 DNase 反应 +50 次 qPCR 反应  40 次 DNase 反应 +100 次 qPCR 反应	¥3080 ¥4530

\* 支原体检测试剂盒也参与促销, 可配套购买。

## AAV 血清型筛选试剂盒 8.5折

- 包含了 9 种或 12 种预制的过表达 GFP 的 AAV
- AAV 病毒滴度均  $\geq 5 \times 10^{12}$  GC/mL
- 用于测试不同血清型对于不同细胞嗜性, 为您的靶向细胞或组织快速筛选出合适的 AAV 血清型



扫码查看产品详情

产品	货号	滴度	产品规格	目录价	优惠价
AAVPrime™ AAV Serotype Testing Kit	AA320	$5 \times 10^{12}$ GC/ml	9 x 25 $\mu$ l	¥3800	¥3230
AAVPrime™ AAV Serotype Testing Kit Plus	AA321	$5 \times 10^{11} - 5 \times 10^{12}$ GC/ml	12 x 25 $\mu$ l	¥6800	¥5780

## 参考文献:

Massively parallel interrogation and mining of natively paired human TCR $\alpha\beta$  repertoires. 2020. *Nature Biotechnology*, **IF 16.04**. OMICSLINK™ TCR $\alpha\beta$  library, CD8A lentiviral ORF expression clones; Lenti-Pac™ lentiviral concentraton solution

EZH2 Inhibition Sensitizes CARM1-High, Homologous Recombination Proficient Ovarian Cancers to PARP Inhibition. 2020. *Cancer Cell*, **IF 18.59**. OMICSLINK™ CARM1 lentiviral ORF expression clone; Lenti-Pac™ lentiviral packaging kit

TGF $\beta$ 2-induced formation of lipid droplets supports acidosis-driven EMT and the metastatic spreading of cancer cells. 2020. *Nature Communications*, **IF 12.30**. Lentifect™ Lentiviral particles expressing eGFP and mCherry