

# 预制稳定细胞系



扫码查看产品详情

## ◆ GeneHero™ Cas9 预制稳转株

CRISPR-Cas9核酸酶稳定表达并经过活性验证。直接转染或转导sgRNA便可进行基因组编辑实验。可提供近百种人源和鼠源细胞系的Cas9稳转株，单克隆细胞现货。

## ◆ GeneHero™ CRISPRa预制稳转株

dCas9-VP64/MPH基因稳定表达的单克隆细胞株。使用时只需简单地将启动子靶向的sgRNA或CRISPRa sgRNA文库导入CRISPRa细胞系，是研究基因表达激活和基因筛选的理想方法。可提供HEK293、HeLa、MCF-7、A549、K562等单克隆癌细胞系现货。

## ◆ GeneHero™ CRISPRi预制稳转株

dCas9-KRAB稳定表达的单克隆细胞株。使用时只需简单地将启动子靶向的sgRNA或CRISPRi sgRNA文库导入CRISPRi细胞系，是研究基因表达抑制和基因筛选的理想方法。可提供HEK293和Hela等单克隆癌细胞系现货。

## ◆ 荧光素酶+GFP双标签肿瘤细胞预制稳转株

该系列细胞系同时带有萤火虫荧光素酶 (firefly luciferase, FLuc) 和绿色荧光蛋白GFP标记，细胞在培养过程中可持续、高水平表达FLuc和GFP蛋白。可提供30+种人源癌细胞系的稳转株现货。

## ◆ GFP荧光标记肿瘤细胞预制稳转株

该系列细胞系带有绿色荧光蛋白 (GFP) 标记，细胞在培养过程中可持续、高水平表达GFP蛋白。可提供18种人源癌细胞系的稳转株现货。

## ◆ 细胞结构相关预制稳转株

该系列细胞系可持续稳定表达细胞结构相关的蛋白，可与RFP融合表达。可提供表达ACTC1和 $\alpha$ -tubulin的稳转株现货。

### 选择我们的理由

- ▶ 均经过STR鉴定
- ▶ 活细胞比例高：出货前，细胞成活率高于95%
- ▶ 无支原体污染：每株细胞均已检测包括常见支原体在内的50多种支原体
- ▶ 报告基因表达稳定：均经过了qPCR验证，保证表达稳定

# 哺乳动物细胞系

## 哺乳动物细胞系产品优势

### ◆ 细胞系种类众多

我们提供多种脏器或组织的哺乳动物细胞系，如：肝、脾、肾、肠、肺、胃、乳腺、肌肉、脑、血液等细胞系。



扫码查看产品详情

### ◆ STR鉴定

我们销售的哺乳动物细胞系均经过短串联重复序列STR鉴定，帮助研究人员确认细胞株的身份，以及它是否不受其他细胞株和微生物的污染。

### ◆ ATCC授权

提供的哺乳动物细胞系已得到ATCC（美国模式培养物集存库）授权销售。

### ◆ 支原体检测

每株细胞均已检测包括常见支原体在内的50多种支原体，确保您购买的细胞不存在支原体污染。

## 产品列表

|          |         |          |                    |
|----------|---------|----------|--------------------|
| T84      | AU-565  | BxPC-3   | HK-2               |
| LoVo     | CAMA-1  | SNU-423  | T24                |
| COLO 205 | DU4475  | KATO III | HCT 116            |
| LS411N   | MCF7    | NCI-N87  | C2C12              |
| CFPAC-1  | T-47D   | SNU-16   | Jurkat, Clone E6-1 |
| HPAF-II  | 786-O   | AGS      | RKO                |
| SNU-1    | HT-1080 |          |                    |