




病毒包装服务

定制包装范围 : ORF/cDNA, Promoter, shRNA, miRNA, sgRNA



慢病毒产品优势

- 重磅新推出小规格，不分长短，震撼价2000元
- 高滴度 $10^7 \sim 10^9$ TU/mL
- 实验周期短；现货产品多
- 小规格分装，避免反复冻融
- 100000+个现货ORF质粒，4000+个miRNA上调和下调质粒，10000+个shRNA质粒，1000+个启动子质粒
(物种涵盖人小鼠大鼠)，免使用费



扫码查看产品详情

产品名称	滴度	规格	目录价
ORF 慢病毒 Promoter 慢病毒	$\geq 10^8$ TU/mL	100 μ L (50 μ L×2 管) 400 μ L (50 μ L×8 管)	¥ 2000 ¥ 7000
miRNA precursor 慢病毒 miRNA inhibitor 慢病毒	$\geq 2 \times 10^8$ TU/mL	50 μ L (50 μ L×1 管) 200 μ L (50 μ L×4 管)	¥ 2000 ¥ 3000
shRNA 慢病毒 3保!	$\geq 2 \times 10^8$ TU/mL	50 μ L (50 μ L×1 管) 50 μ L×3 管 200 μ L (50 μ L×4 管)	¥ 2000 ¥ 5000 ¥ 3000
sgRNA 慢病毒	$\geq 10^8$ TU/mL	200 μ L (50 μ L×4 管)	¥ 4000
Cas9 慢病毒	$1 \times 10^6 - 1 \times 10^7$ TU/mL	100 μ L (50 μ L×2 管) 400 μ L (50 μ L×8 管)	¥ 4500 ¥ 7000
细胞永生化试剂 NEW!	$\geq 10^8$ TU/mL	100 μ L (25 μ L× 4 管)	¥ 1200

* 细胞永生化试剂可诱导细胞永生化，可显著延长原代细胞的寿命

* 更多大规格欢迎来电咨询

腺相关病毒产品优势

- **高滴度：**纯化型 AAV 病毒滴度可达 10^{14} GC/mL (genome copies/mL)
- **适用性广泛：**广泛适用于多种分裂及非分裂宿主细胞 / 组织
- **低细胞毒性：**AAV 为非整合型病毒，不对宿主细胞基因组产生负面影响
- **生物安全级别高：**对人体无致病性
- **低免疫原性：**进行活体实验时，实验动物免疫反应小
- **多种血清型：**12 种血清型可选



扫码查看产品详情

定制：

- **血清型：**AAV-1, AAV-2, AAV-3, AAV-4, AAV-5, AAV-6, AAV-7, AAV-8, AAV-9, AAV-10, AAV-DJ, AAV-DJ/8
- **AAV 克隆可选启动子：**CMV, EF-1 α , CAG, CBh, CAMKIIa, hSYN, MHC, U6, MCK, MBP, ALB
- **AAV 对照颗粒选择：**GFP, IRES-GFP, LacZ, CRE, mCherry, FLuc, GLuc

慢病毒及AAV相关试剂

产品列表

分类	产品名称	产品特点	货号	规格	目录价
	Lenti-Pac™ HIV Expression Packaging Kit 慢病毒包装试剂盒	含优化的慢病毒包装质粒、高效转染试剂和专利滴度增强配方。	LT001 LT002 LT003	20 rxns 50 rxns 5 rxns	¥ 4736 ¥ 7912 ¥ 1500
慢病毒	Lenti-Pac™ Lentivirus Concentration Solution 慢病毒浓缩试剂盒	操作简便，甩掉复杂操作或复杂仪器，普通离心机 + 简单几步。	LT007	50 mL	¥ 1500
	Lenti-Pac™ HIV qRT-PCR Titration Kit 慢病毒滴度检测试剂盒	利用 qPCR 法快速、简便测慢定病毒拷贝数。	LT005 LT006	20 RT+50 qPCR 40 RT+100 qPCR	¥ 2850 ¥ 4300
AAV	AAVPrime™ AAV qPCR 滴度检测试剂盒	采用 TaqMan 探针法，可用于检测各种不同的血清型，可高效、快速、准确地测定病毒拷贝数，并确定病毒包装是否成功。	AA301 AA302	20 次 DNase 反应 +50 次 qPCR 反应 40 次 DNase 反应 +100 次 qPCR 反应	¥ 3080 ¥ 4530

* 支原体检测试剂盒也参与促销，可配套购买。

AAV 血清型筛选试剂盒

- 包含了 9 种或 12 种预制的过表达 GFP 的 AAV
- AAV 病毒滴度均 $\geq 5 \times 10^{12}$ GC/mL
- 用于测试不同血清型对于不同细胞嗜性，为您的靶向细胞或组织快速筛选出合适的 AAV 血清型



扫码查看产品详情

产品	货号	滴度	产品规格	目录价
AAVPrime™ AAV Serotype Testing Kit	AA320	5×10^{12} GC/ml	9 x 25 μl	¥ 3800
AAVPrime™ AAV Serotype Testing Kit Plus	AA321	$5 \times 10^{11} - 5 \times 10^{12}$ GC/ml	12 x 25 μl	¥ 6800

参考文献：

Massively parallel interrogation and mining of natively paired human TCRαβ repertoires. 2020. *Nature Biotechnology*, IF 16.04. OMICSLINK™ TCRαβ library, CD8A lentiviral ORF expression clones; Lenti-Pac™ lentiviral concentraton solution

EZH2 Inhibition Sensitizes CARM1-High, Homologous Recombination Proficient Ovarian Cancers to PARP Inhibition. 2020. *Cancer Cell*, IF 18.59. OMICSLINK™ CARM1 lentiviral ORF expression clone; Lenti-Pac™ lentiviral packaging kit

TGFβ2-induced formation of lipid droplets supports acidosis-driven EMT and the metastatic spreading of cancer cells. 2020. *Nature Communications*, IF 12.30. Lentifect™ Lentiviral particles expressing eGFP and mCherry