

EZShuttle™ 重组克隆体系重组酶

与 Gateway® 克隆技术原理相同，使 DNA 片段高效、快速的在相兼容的载体间转换

买一赠一

活动时间：2023 年 9 月 1 日 ~11 月 30 日



扫码查看产品详情

产品优势


EZShuttle™ 重组克隆体系原理与 Gateway® 克隆技术相同。高活性 LR/BP Mix 可以使 DNA 片段高效快速地在载体间相互转换。

- 高兼容性：与 Gateway® 克隆技术完全兼容
- 高准确性：转换载体后 DNA 序列精确不变，无需二次测序
- 简易灵活：无需酶切、电泳、割胶和纯化 DNA
- 多选择性：提供具有大量筛选标记和标签的 pEZ™ 表达载体。

EZShuttle™ 重组克隆方法比经典克隆方法，DNA 片段载体转换操作更简便快捷

经典克隆方法基于限制性内切酶的克隆通常导致 DNA 产量大幅降低且具有高背景，难以筛选正确的克隆。

EZShuttle™ 重组克隆，重组两种不同质粒的 att 位点无需纯化 DNA 片段，同时反选择标记 ccdB 和正选择标记 Amp 的存在显著减少了背景。



EZShuttle™ 重组克隆体系重组酶产品列表

EZRecombinase™ LR/BP Mix 性能可媲美 Gateway™ LR/BP Clonase™ Enzyme mix

产品	货号	规格	描述	目录价	促销价
EZRecombinase™ LR Mix	ER001	20 rxns	催化 attL x attR 重组反应，高效率酶，与 Gateway® 克隆技术完全兼容	¥ 1200	买一赠一
EZRecombinase™ BP Mix	ER003	20 rxns	催化 attB x attP 重组反应，高效率酶，与 Gateway® 克隆技术完全兼容	¥ 1200	买一赠一

* 买一赠一可两个产品任选两个