

预制稳定细胞系



扫码查看产品详情

◆ GeneHero™ Cas9 预制稳转株

CRISPR-Cas9核酸酶稳定表达并经过活性验证。直接转染或转导sgRNA便可进行基因组编辑实验。可提供近百种人源和鼠源细胞系的Cas9稳转株，单克隆细胞现货。

◆ GeneHero™ CRISPRa 预制稳转株

dCas9-VP64/MPH基因稳定表达的单克隆细胞株。使用时只需简单地将启动子靶向的sgRNA或CRISPRa sgRNA文库导入CRISPRa细胞系，是研究基因表达激活和基因筛选的理想方法。可提供HEK293、HeLa、MCF-7、A549、K562等单克隆癌细胞系现货。

◆ GeneHero™ CRISPRi 预制稳转株

dCas9-KRAB稳定表达的单克隆细胞株。使用时只需简单地将启动子靶向的sgRNA或CRISPRi sgRNA文库导入CRISPRi细胞系，是研究基因表达抑制和基因筛选的理想方法。可提供HEK293和Hela等单克隆癌细胞系现货。

◆ 荧光素酶+GFP 双标签肿瘤细胞预制稳转株

该系列细胞系同时带有萤火虫荧光素酶 (firefly luciferase, FLuc) 和绿色荧光蛋白GFP标记，细胞在培养过程中可持续、高水平表达FLuc和GFP蛋白。可提供30+种人源癌细胞系的稳转株现货。

◆ GFP 荧光标记肿瘤细胞预制稳转株

该系列细胞系带有绿色荧光蛋白 (GFP) 标记，细胞在培养过程中可持续、高水平表达GFP蛋白。可提供18种人源癌细胞系的稳转株现货。

◆ 细胞结构相关预制稳转株

该系列细胞系可持续稳定表达细胞结构相关的蛋白，可与RFP融合表达。可提供表达ACTC1和 α -tubulin的稳转株现货。

选择我们的理由

- ▶ 均经过STR鉴定
- ▶ 现货，货期有保障
- ▶ 无支原体污染：每株细胞均经支原体检测阴性
- ▶ 均经表达功能验证，放心使用




哺乳动物细胞系

ATCC授权

STR鉴定

支原体检测



哺乳动物细胞系产品优势

◆ 细胞系种类众多

我们提供多种脏器或组织的哺乳动物细胞系，如：肝、脾、肾、肠、肺、胃、乳腺、肌肉、脑、血液等细胞系。

◆ STR鉴定

我们销售的哺乳动物细胞系均经过短串联重复序列STR鉴定，帮助研究人员确认细胞株的身份。

◆ ATCC授权

提供的哺乳动物细胞系已得到ATCC（美国模式培养物集存库）授权销售。

◆ 支原体检测

每株细胞均经支原体检测阴性，确保您购买的细胞不存在支原体污染。



扫码查看产品详情

产品列表

T84	AU-565	BxPC-3	HK-2
LoVo	CAMA-1	SNU-423	T24
COLO 205	DU4475	KATO III	HCT 116
LS411N	MCF7	NCI-N87	C2C12
CFPAC-1	T-47D	SNU-16	Jurkat, Clone E6-1
HPAF-II	786-O	AGS	RKO
SNU-1	HT-1080	更多细胞种类，欢迎来电咨询！	