

All-in-One™ miRNA qPCR系列

灵敏度高、特异性强、性价比高

优惠价：6折起



活动时间：2025年3月1日 - 6月30日

扫码查看产品详情

miRNA 定量检测试剂及验证引物

All-in-One™ miRNA 定量检测试剂盒基于 SYBR® Green 的 qPCR 技术，可对低至 20 pg 的 Total RNA（或者低至 10 pg 的 small RNA）进行快速、准确定量。

产品名称	货号	规格	目录价	促销价
All-in-One™ miRNA First-Strand cDNA Synthesis Kit 2.0	QP113 QP114	20/60 rxns	¥ 2180 / ¥ 4980	¥ 1308 / ¥ 2988
All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0	QP115 QP116	200/600 rxns	¥ 2980 / ¥ 7280	¥ 1788 / ¥ 4368
All-in-One™ miRNA qPCR Kit	QP010 QP011 QP012	200/600/1200 rxns	¥ 1100 起	¥ 880 起
All-in-One™ miRNA qPCR 内参引物	各异，官网可查	20μL×100 rxns	¥ 100	¥ 80
All-in-One™ miRNA qPCR 验证引物	各异，官网可查	20μL×100 rxns	¥ 200	¥ 160

qPCR 检测阵列的服务对象

人鼠全基因组 miRNA 研究

疾病（癌症）研究

信号通路研究

芯片和测序结果、
基因功能验证

类别	产品名称	描述
基因表达量检测阵列	ExProfile™ Pathway qPCR arrays	61 种信号通路相关基因表达差异定量检测阵列
	ExProfile™ Cancer Gene qPCR arrays	21 种不同癌症（肿瘤）相关基因表达差异定量检测阵列
	ExProfile™ Disease and gene group qPCR arrays	17 种疾病（或特殊的基因功能群体）相关基因表达差异定量检测阵列
miRNA 表达量检测阵列	miProfile™ miRNAome miRNA qPCR arrays	高通量人类、小鼠 miRNA 全基因组 miRNA 表达差异定量检测阵列
	miProfile™ Cancer qPCR arrays	27 种不同癌症（肿瘤）相关 miRNA 表达差异定量检测阵列
	miProfile™ Disease and Focus-Group miRNA qPCR arrays	22 种疾病（或特殊的基因功能群体）相关基因表达差异定量检测阵列
外泌体 miRNA 表达量检测阵列	miProfile™ Exosome miRNA qPCR arrays	来源于 MSC、血液、尿液、乳汁、癌症、肺癌、白血病、肝癌、结直肠癌、鳞状细胞癌、卵巢癌、膀胱癌、前列腺癌、乳腺癌、肾癌、胰腺癌等 16 种组织的外泌体 miRNA 表达差异定量检测阵列
表达量检测阵列定制服务	Custom-made Gene or miRNA qPCR arrays	96 和 384 孔板供选择，客户定制 array 阵列和 qPCR array 检测服务

7折

※ 与 All-in-One™ miRNA 定量检测试剂盒一起购买，qPCR Array 可享折上再 8 折

客户发表文章举例：

- ◆ Macrophage-derived extracellular vesicles regulate skeletal stem/progenitor Cell lineage fate and bone deterioration in obesity. 2024. *Bioact Mater.* All-in-One™ miRNA Frist-Strand cDNA Synthesis Kit.
- ◆ Extracellular vesicles miR-31-5p promotes pancreatic cancer chemoresistance via regulating LATS2-Hippo pathway and promoting SPARC secretion from pancreatic stellate cells. 2024. *J Extracell Vesicles.* All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0.