

# 克隆工具试剂

活动时间: 2025年3月1日 ~ 6月30日

买一赠一



## EZShuttle™ 重组克隆体系重组酶

EZShuttle™ 重组克隆体系原理与 Gateway® 克隆技术相同。高活性 LR/BP Mix 可以使 DNA 片段高效快速地在载体间相互转换。

### 产品优势

- 高兼容性: 与 Gateway® 克隆技术完全兼容
- 高准确性: 转换载体后 DNA 序列精确不变, 无需二次测序
- 简易灵活: 无需酶切、电泳、割胶和纯化 DNA
- 多选择性: 提供具有大量筛选标记和标签的 pEZ™ 表达载体

## UltraHiPF® DNA 聚合酶试剂盒

### 产品优势

- 扩增速度快: 普通模板扩增速度可达 0.5 sec/kb, 复杂的模板的扩增速度也能够达到 15~30 sec/kb
- 保真度高: 是 Taq DNA Polymerase 的 55 倍
- 适用复杂模板扩增: 附带的 PCR Enhancer 可有助于复杂模板的扩增
- 适用模板类型广: 优化的缓冲体系广泛适用于各种类型模板, 能扩增含有尿嘧啶和次黄嘌呤的模板, 且不同种属来源 DNA 模板均能扩增超过 12kb 的片段
- 方便操作: 提供预混型 PCR mix

## Fast-Fusion™ 无缝克隆试剂盒

### 产品优势

- 快速简单: 1 分钟操作时间, 15 分钟室温反应
- 通用性强: 无需特定的限制性酶切位点或重组位点, PCR 或酶切产物都可克隆
- 无缝克隆: 不附加任何多余碱基序列
- 高效率高通量: 转化简单, 阳性率高达 90% 以上

产品名称	货号	描述	规格	目录价	促销价
EZRecombinase™ LR Mix (增强版)	ER001	催化 attL x attR 重组反应, 高效率酶, 与 Gateway® 克隆技术完全兼容	20 rxns	¥ 1,200	买一赠一
EZRecombinase™ BP Mix (增强版)	ER003	催化 attB x attP 重组反应, 高效率酶, 与 Gateway® 克隆技术完全兼容	20 rxns	¥ 1,200	买一赠一
EZRecombinase™ BP II Enzyme Mix (-20°C)	ER013/ER014		20 rxns/100 rxns	¥ 1,200/ ¥ 4,680	买一赠一
UltraHiPF™ DNA Polymerase Kit	PC018/PC019	超保真 PCR 试剂	100U/500U	¥ 500/ ¥ 2,000	买一赠一
2x UltraHiPF® PCR Mix	PC033/PC034	超保真 PCR 预混 mix	1ml/5ml	¥ 400/ ¥ 1,400	买一赠一
Fast-Fusion™ Seamless Cloning Kit	FF001	无缝克隆连接试剂盒	20 rxns	¥ 500	买一赠一
Fast-Fusion™ Multi Seamless Cloning Kit	FF006	多片段无缝克隆连接试剂盒	20 rxns	¥ 750	买一赠一
DH5α	CC001	感受态细胞	10X100μl	¥ 200	/
Stbl3	CC003	感受态细胞	10X100μl	¥ 1,000	¥ 600
2T1	CC007	感受态细胞	10X100μl	¥ 200	/
TransEasy 超高效感受态细胞制备试剂盒	CC011/CC012/CC013	感受态细胞制备试剂盒	2ml/20ml/100ml	¥ 88/ ¥ 398/ ¥ 1,200	/

备注: Gateway 是 Life Technologies 的注册商标。